

SOPUR

Classic



140

Classic 140

Ein Klassiker in Sachen Robustheit und Funktionalität;
ein Vorbild an Flexibilität – der Classic 140



Der Classic 140 macht den Wiedereinsatz flexibel



Die verschiebbare Kreuzstrebe macht die Sitztiefeinstellung kinderleicht



Die multifunktionale Radaufnahme – ein Höchstmaß an Flexibilität



An alles gedacht: der Adapter für den POWERTEC F 16 Elektroantrieb

Vorteile, die überzeugen:

- Aluminium-Profilrohr für hohe Stabilität.
- Umbau von Standard- auf höhenverstellbare Schiebegriffe mit Schnellverschluß-System ohne Umbau des Rahmens.
- Verschiedene Sitzhöhen und Sitztiefen ohne zusätzliche Bauteile.
- Hoher Fahrkomfort und verwindungssteifes Fahrwerk.
- Adaptionstelle für problemlosen Anbau des POWERTEC F 16 Elektroantriebs.
- Kompaktes Transportmaß und einfachste Handhabung durch multifunktionale Radaufnahme mit Steckachsensystem.
- Optimierte Beinfreiheit durch nach außen versetzte Lenkräder.
- Überzeugende Fußrastenverriegelung für leichtes Entriegeln von innen wie außen, auch im belasteten Zustand.



Der Entriegelungshebel für die einfache und schnelle Fußrastenentriegelung



Der Schnellverschluß – die sekundenschnelle Höhenverstellung

Technische Details

Sitzbreite:	38, 42, 46 und 48 cm
Sitztiefe:	40, 42 und 44 cm
Rückenhöhe:	42 cm
Sitzhöhe:	43, 45, 47, 48, 50 und 51 cm
Lenkrad:	6" Soft, 7" Luft und 8" Vollgummi
Gewicht:	ab 13 kg (ohne Seitenteile und Fußraste)
Gesamtbreite:	Sitzbreite + 18 cm bei weitem Greifringanbau
Farben:	Anthrazit-metallic und Nachtblau

- Radstandsverlängerung
- Individuelle Anpassung durch eine Vielzahl von Seitenteilen möglich.
- Wahlweise pannensichere Bereifung oder Luftreifen

Ausführliche technische Beschreibung im Bestellblatt Classic 140.



Hilfsmittelverzeichnis
Pos.Nr. 18.50.02.2048

Ihr Fachhändler:



Sunrise Medical GmbH
69254 Malsch/Heidelberg
Telefon 0 72 53/9 80-0
Telefax 0 130/120 128
www.sunrisemedical.de

