



# Breezy 200

Funktionen die überzeugen. Formen die begeistern




# BREEZY

INNOVATE.  
BUILD FOR THE FUTURE

# BREEZY

## Breezy 200

Der Breezy 200 setzt Maßstäbe im Bereich der Standard-Rollstühle. Geringes Gewicht, einfache Handhabung, ein überzeugendes Design und vor allem die herausragende Qualität machen den Breezy 200 zum idealen Stuhl für den Wiedereinsatz.



### Formen die begeistern

Der Breezy 200 ist ein Musterbeispiel an Stabilität, Funktionalität und Zuverlässigkeit. Bei der Konzeption und Entwicklung dieses Standardstuhls standen neben funktionellen Gesichtspunkten vor allem die komplette Grundausstattung und eine überzeugende Optik im Vordergrund.

### Funktionen die überzeugen

Von der hochschwenkbaren bzw. nach innen und außen abschwengbaren Fußraste, der pannensicheren Bereifung über die Trommelbremse bis hin zum gepolsterten Rücken und Sitz bietet der Breezy 200 ein breites

Spektrum an Ausstattung und Komfort. Die Bedienung bzw. die verwendeten Bedienelemente überzeugen durch einfache Handhabung bei minimalstem Kraftaufwand. Das geringe Gewicht und die schmalen Transportabmessungen sorgen für ein Höchstmaß an Mobilität.

Die Vielfalt an Sitzbreiten und die sehr guten Fahreigenschaften verstehen sich bei diesem Standardstuhl von selbst.

Der Breezy 200, wenn Ihnen Standard einfach zu wenig ist.

Hilfsmittelverzeichnis Pos.Nr. 18.50.02.0083

Sitzbreite	von 37 cm bis 52 cm (in 3cm Schritten)
Sitzhöhe	51 cm
Sitztiefe	42 cm
Rückenhöhe	45 cm
Höhe Armstütze	22 cm
Gesamtbreite	SB + 21 cm
Gesamthöhe	96 cm
Gesamtlänge	107 cm
Unterschenkellänge	40 bis 46 cm einstellbar
Faltbreite	35 cm
Gewicht	17 kg
Zuladung	120 kg

Optionale Ausstattungsvarianten entnehmen Sie bitte dem Bestellblatt

**STEPS**  
Sunrise Training and Education Programmes

KNOWLEDGE FOR THE FUTURE

**SUNRISE  
MEDICAL**

Sunrise Medical GmbH & Co. KG  
Kahlbachring 2-4  
D-69254 Malsch/Heidelberg  
Telefon 0 72 53 / 9 80-0  
Telefax 0 72 53 / 9 80-111  
www.sunrisemedical.com



**INNOVATE.  
BUILD FOR THE FUTURE**