



Classic 160

Die neue Vielseitigkeit



SOPUR

INNOVATE.
BUILD FOR THE FUTURE

Classic 160



Der Classic 160



Mehr als 180 individuelle Stühle mit nur einem Rahmen – der Classic 160 macht das Unmögliche möglich. Mit wenigen Handgriffen lässt sich das neue Leichtgewicht auf individuelle Anforderungen einstellen.

Schnell, unkompliziert und ohne spezielles Werkzeug.



Einstellen der Rückenhöhe durch einfaches Verstellen des Rückenrohres



Integrierte Radstandsverlängerung



Höheneinstellbare Armlehne



Drei Sitztiefen, einfach durch Verschieben der Rückeneinheit



Der Classic 160 XL



Genau so flexibel, genau so individuell, aber hart im Nehmen. Der Classic 160 XL steht seinem leichten Bruder in nichts nach. Ob Funktionalität, Bedienfreundlichkeit oder Design – das starke Konzept der Classic 160-Linie kommt auch bei der XL-Version zum Einsatz.

Mit einer Belastbarkeit von bis zu 160 kg profitieren auch schwerere Patienten von der Vielseitigkeit des Classic 160.



4-Arm Kreuzstrebe



Fußrasten nach innen und außen schwenkbar



Einstellen des Sitzneigungswinkels durch Drehen der Stellhülse auf 0, 3 oder 6°



Armauflage höhenverstellbar

SOPUR

Der Classic 160 Comfort



Ganz besonders im Pflegebereich ist Flexibilität gefordert. Das Baukasten-System des neuen Classic 160 macht diesen Stuhl zur perfekten Wahl in der Pflege. Vom anatomisch geformten Sitzkissen über eine Vielzahl von Optionsmöglichkeiten bis hin zum winkelverstellbaren Rücken für die optimale Positionierung kann der Classic 160 Comfort problemlos auf unterschiedlichste Krankheitsbilder angepasst werden.



Flexibilität in allen Lagen



Rücken flexibel winkelverstellbar
(Gasdruckfeder)




Anatomisch geformtes Sitzkissen



Gepolsterte Armauflage

Comfort



Die neue Classic 160-Linie:


**Jetzt 3 x mehr Flexibilität,
3 x mehr Komfort und
3 x mehr Design.**

Das Konzept ist beeindruckend – ein Stuhl mit einem Maximum an Individualität und Optionsmöglichkeiten mit nur einem Rahmen. Und das gleich 3 mal. Die neue Classic 160 Linie kombiniert ein Höchstmaß an Komfort mit herausragender Flexibilität und Anpassungsmöglichkeiten, ganz einfach und ohne zusätzliche Werkzeuge. Und dabei überzeugt die Classic 160-Linie durch optimale Stabilität bei wenig Gewicht.

SOPUR

Technische Daten


Classic 160



Classic 160

Hilfsmittelverzeichnis Pos.Nr. 18.50.02.2078


Classic 160 XL



Classic 160 XL

Hilfsmittelverzeichnis Pos.Nr. 18.50.02.3019

Classic 160 Comfort / Classic 160 XL Comfort



Classic 160 Comfort
Classic 160 XL Comfort

Hilfsmittelverzeichnis Pos.Nr. 18.50.02.7025
Hilfsmittelverzeichnis Pos.Nr. 18.50.02.8003

STPS
Sunrise Training and Education Programmes

KNOWLEDGE FOR THE FUTURE

**SUNRISE
MEDICAL**

Sunrise Medical GmbH & Co. KG
Kahlbachring 2-4
D-69254 Malsch/Heidelberg
Telefon 0 72 53 / 9 80-0
Telefax 0 72 53 / 9 80-111
www.sunrisemedical.com



INNOVATE.
BUILD FOR THE FUTURE