

SOPUR

mobility



CLASSIC 100

Der Sopur Classic wurde mit einer revolutionären Rohrkonstruktion entworfen, die dem Stuhl eine höhere Verwindungssteifigkeit und längere Lebensdauer verleiht. Zusätzlich haben wir uns darauf konzentriert, die Mechanismen der Fußraste und der Armlehne benutzerfreundlicher zu gestalten.

Der Sopur Classic bietet Zuverlässigkeit, Handlichkeit und Komfort... All in one

 **SUNRISE
MEDICAL**

CLASSIC 100



Zuverlässigkeit

Der Classic 100 wurde unter strengsten Vorschriften nicht nur des TÜV, sondern auch von der Vereinigungen Swedish Handikap Institute, TNO, CERAH und MDA, entworfen und wird in Deutschland hergestellt.

Komfort

Ob Sie nur kurz in den Park möchten oder längere Zeit im Rollstuhl unterwegs sind, auf den Classic 100 ist immer Verlass. Der Classic besitzt verstellbare Fußbretter, deren Feineinstellung Ihren individuellen Bedürfnissen gerecht wird.

Durch die voll justierbaren Armlehnen und die hervorragende Sitzbespannung kann mit einfachen Einstellungen optimaler Komfort erreicht werden.

Einfache Handhabung

Einfaches Design ist meist das Beste: Darum haben wir die Bedienung des Classic für unsere Kunden so einfach wie möglich gemacht. In die Fußraste und die höhenverstellbaren Armlehnen wurden leicht zu bedienende Mechanismen eingebaut, die mit minimalen Kraftaufwand bedient werden können.

Ihr Fachhändler:

Die technischen Daten im Überblick

Gewicht:	15,5 kg
Zuladung:	125 kg
Sitzbreite:	41, 43, 46 und 51 cm
Sitztiefe:	43 cm
Sitzhöhe:	44 - 52 cm
Sitzwinkel:	3°
Rückenhöhe:	43 cm
Armlehnenhöhe:	23 cm + 1,5 / 3 cm
Farbe:	Grün

Dieses Prospekt beschreibt alle weltweit verkauften Produkteigenschaften, auch wenn diese nicht in Ihrem Land erhältlich sind. Bitte beachten Sie daher das aktuelle Bestellblatt oder wenden Sie sich an Ihren Sunrise Medical Fachhändler.